

BIYOMATERİYAL

 OSTEOGENICS



Cytoplast™ Titanium-Reinforced

Titanium-reinforced, high-density PTFE membrane



Non-Resorbable • %100 Dense (Non-Expanded) PTFE

	Anterior Perio Ön bölgedeki periodontal defektler için tasarlanmıştır.	13mm x 19mm
	Posterior Perio Arka bölgedeki periodontal defektler için tasarlanmıştır.	13mm x 18mm
	Anterior Narrow Özellikle tek kemik duvarının olmadığı, tek diş çekim bölgeleri için tasarlanmıştır.	12mm x 24mm
	Anterior Singles Tekli veya çoklu kemik duvarlarının olmadığı, tek diş çekim bölgeleri için tasarlanmıştır.	14mm x 24mm
	Buccal Geniş bukkal defektler için tasarlanmıştır.	17mm x 25mm
	Posterior Singles Posterior çekim alanları ve alveoler kret ogmentasyonu için tasarlanmıştır.	20mm x 25mm
	Posterior Singles T² Posterior çekim alanları ve alveoler kret ogmentasyonu için tasarlanmıştır.	25mm x 36mm
	Posterior Large Alveoler kret ogmentasyonunu da içeren geniş kemik defektleri için tasarlanmıştır.	25mm x 30mm
	Posterior Large T² Alveoler kret ogmentasyonunu da içeren geniş kemik defektleri için tasarlanmıştır.	30mm x 41mm
	XL Alveoler kret ogmentasyonunu da içeren çok geniş kemik defektleri için tasarlanmıştır.	30mm x 40mm
	XLK Alveoler kret ogmentasyonunu da içeren çok geniş kemik defektleri için tasarlanmıştır.	30mm x 40mm
	Anterior Trans Crestal Alveoler kret ogmentasyonunu da içeren komşu dişler arasındaki kemik defektleri için tasarlanmıştır.	24mm x 38mm YENİ
	Posterior Trans Crestal Alveoler kret ogmentasyonunu da içeren komşu dişler arasındaki geniş kemik defektleri için tasarlanmıştır.	38mm x 38mm YENİ
	Posterior Distal Posterior kretin distal uzantısını da içeren geniş kemik defektleri için tasarlanmıştır.	38mm x 38mm YENİ
	K2 Alveoler kret ogmentasyonunu da içeren çok geniş kemik defektleri için tasarlanmıştır.	40mm x 50mm YENİ

Ti-150 (150 µm thick)	Ti-250 (250 µm thick)
Ti-150AP	Ti-250AP
Ti-150PP	Ti-250PP
Ti-150ANL	Ti-250ANL
Ti-150AS	Ti-250AS
Ti-150BL	Ti-250BL
Ti-150PS	Ti-250PS
Ti-150PST	Ti-250PST
Ti-150PL	Ti-250PL
Ti-150PLT	Ti-250PLT
Ti-150XL	Ti-250XL
Ti-150XLK	Ti-250XLK
Ti-150ATC	Ti-250ATC
Ti-150PTC	Ti-250PTC
Ti-150PD	Ti-250PD
Ti-150K2	Ti-250K2



Cytoplast™ TXT-200 & TXT-200 Singles

Micro-textured, high-density PTFE membrane



Non-Resorbable • %100 Dense (Non-Expanded) PTFE



TXT-200 Singles
12mm x 24mm

| TXT1224



TXT-200
25mm x 30mm

| TXT2530




*Soket koruma için
en ideal membran*



Cytoplast™ PTFE Suture

The soft monofilament suture



70
cm

Monofilament •

Soft •

Non-Resorbable

CS-06 RC PTFE Suture

| CS0628RC

Dental implant ve kemik greftleme operasyonları için tasarlanmıştır.

- USP 4-0
- 16 mm 3/8
- Yuvarlak - Hassas Ters Kesim



CS-06 PREMIUM PTFE Suture

| CS0628PREM

Daha küçük ve ters kesim iğne gerektiren dental implant ve kemik greftleme işlemleri için tasarlanmıştır.

- USP 4-0
- 13 mm 3/8
- Yuvarlak - Hassas Ters Kesim



CS-06 PERIO PTFE Suture

| CS0628PERIO

Yumuşak doku greftleri ve hassas dokular için atravmatik bir iğne gerektiren işlemler için tasarlanmıştır.

- USP 4-0
- 13 mm 1/2
- Yuvarlak - Konik



CS-05-19 PTFE Suture

| CS052819

| CS052819BK (Siyah iğne)

Diş hekimliğindeki en ideal iğne ve dikiş boyutu

- USP 3-0
- 19 mm 3/8
- Yuvarlak - Ters kesim



CS-05-16 PTFE Suture

| CS0528

| CS0528BK (Siyah iğne)

Dental implant ve kemik greftleme işlemleri için en ideal iğne ve dikiş boyutu

- USP 3-0
- 16 mm 3/8
- Yuvarlak - Ters kesim



CS-04 PTFE Suture

| CS0428

Daha uzun bir iğne gerektiren işlemler için tasarlanmıştır.

- USP 2-0
- 19 mm 3/8
- Yuvarlak - Ters kesim



Cytoplast™ RTM Collagen

Type I bovine collagen membrane

Optimize Esneklik

Yüksek Çekme Mukavemeti

26-38 Hafta Rezorbsiyon Süresi

TYPE 1 BOVINE COLLAGEN MEMBRANE



Yeniden yapılandırılmış fiber yapısı, epitel hücrelerinin doğrudan geçişini önlerken doku entegrasyonuna izin verir.

	15mm x 20mm	RTM1520
	20mm x 30mm	RTM2030
	30mm x 40mm	RTM3040

Cytoplast™ RTMPlug, RTMFoam, & RTMTape

Absorbable Wound Dressing | Type I & Type III bovine collagen

YARA ÖRTÜLERİ UYGULAMA ALANLARI

- Cerrahi Yaralar
- Periodontal Cerrahi Yaralar
- Çekim Bölgeleri
- Ağız Yaraları
- Oral Ülserler (Enfekte Olmayan veya Viral)
- Dikiş Yerleri
- Yanıklar
- Travmatik Yaralar



Yara örtüleri 30 gün içinde rezorbe olmaktadır.

	RTMPlug 1 cm x 2 cm	RTMPLUG10
	RTMFoam 2 cm x 4 cm (3 mm kalınlık)	RTMFOAM10
	RTMTape 2.5 cm x 7.5 cm (1 mm kalınlık)	RTMTAPE10



Pro-Fix™

Precision Fixation System



Individual Components Bireysel Parçalar

Paslanmaz Çelik El Tutacağı		PFDH
76mm Vida Taşıma Ucu		PFDB
56mm Vida Taşıma Ucu		PFDB56
Anguldurva için Taşıma Ucu (24mm uzunluk; 10mm distal uzunluk)		PFDBCA
1.2mm Pilot Frez		PFPD
Otoklava girebilen Tecapro™ Saklama Kutusu		PFT

Saklama kutusu membran sabitleme, çadır ve kemik sabitleme vidalarından toplam 100 adet ile tüm Pro-Fix™ parçalarını muhafaza edecek şekilde tasarlanmıştır.

Vida taşıma uçları tüm Pro-Fix™ membran sabitleme, çadır ve kemik sabitleme vidaları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

Pro-Fix™ Membrane Fixation

Precision Fixation System

Pro-Fix™ Membran Sabitleme vidaları, membran stabilizasyonu için kullanılan pinlere alternatif olarak tasarlanmıştır. Vidaların saklama kutusundan kolay alınabilmesi, taşıma ucunun vida ile mükemmel uyumu ile cerrahi bölgeye kolay taşınabilmesi ve kemiğe kolay yerleştirilebilmesi ile membran sabitleme işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelmiştir.

Self-Drilling Mambrane Fixation Screws

Kendiliğinden İlerleyen Membran Sabitleme Vidaları



1.5mm x 3mm | PFMF

1.5mm x 5mm | PFMF5

Pro-Fix™ Tenting

Precision Fixation System

Pro-Fix™ çadır vidaları kendiliğinden ilerleyen ucu, cilalanmış boynu ve geniş başı ile horizontal ve vertikal kemik rejenerasyon işlemlerinde rezorbe olan ve rezorbe olmayan membranların altındaki boşluğu korumak için tasarlanmıştır.

Self-Drilling Tenting Screws

Kendiliğinden İlerleyen Çadır Vidaları

1.5mm x 3mm | PFT3

3mm cilalanmış boyun + 4mm yiv bölgesi = Toplam 7mm

1.5mm x 4mm | PFT4

4mm cilalanmış boyun + 4mm yiv bölgesi = Toplam 8mm

1.5mm x 5mm | PFT5

5mm cilalanmış boyun + 4mm yiv bölgesi = Toplam 9mm



Pro-Fix™ Bone Fixation

Precision Fixation System

Pro-Fix™ kemik sabitleme vidaları düz eğimli, kendiliğinden kılavuzlu yivleri ile vidalara daha az tork ile daha yüksek kenetlenme kuvveti verir. Vida yivleri, sert kemiğe kolay giriş sağlanması için bir kesme oluğu bulundurulur.

Self-Tapping Bone Fixation Screws

Kendiliğinden Kılavuzlu Kemik Sabitleme Vidaları

1.5mm x 8mm | PFB8

1.5mm x 10mm | PFB10

1.5mm x 12mm | PFB12

1.5mm x 14mm | PFB14

